


ウゴービ®皮下注 SD 1週間に1本の使い捨てタイプ

- 0.25mgから開始し、増量します。
- 週1回、同じ曜日に投与します。
- 1週間に1本使用します。



1. 準備します

①ペンの状態を確認します。

ペンが次のような状態の場合には使用しないでください。


- ✓ 使用期限が切れている、既に使用されている、または破損や異常がみられる
- ✓ 確認窓から覗くと薬液が無色澄明でない、浮遊物がみられる*

※薬液内に気泡がみられる場合がありますが、異常ではありません。

②注射する部位(腹部、大腿、上腕)は、必ず主治医の指示に従ってください。注射箇所は毎回変更し、少なくとも前回の注射箇所より2~3cm離してください。

③注射箇所が決まったら、消毒綿で注射箇所を拭き


※注射箇所
※毎回注射箇所
を要する



2. ペンのキャップをはずします

キャップをまっすぐ引っ張ってははずします。

ニードルカバーの中に針があるので、ニードルカバーを触ったり、押し込んだりしないでください。




! 破損するおそれがありますので、ご注意ください。

3. 注射します

確認窓が隠れないようにペンをしっかりと持ち、まっすぐ皮膚に押し当ててください。注射が開始されます。

黄色マーカーが下がり止まるまでペンを皮膚にしっかりと押し当て続けてください。黄色マーカーが下がらない場合は、さらにしっかりとペンを皮膚に押し当ててください。



腹部側(腹部の場合)