

ウゴービ®皮下注MD 1本に4回分が入ったタイプ


- 0.25mgから開始し、増量します。
- 週1回、同じ曜日に投与します。
- 4回分が1本に入っており、針を自分でつけて注射します。



ウゴービ®皮下注 MD

注射針


A型専用注射針を使用します。



注射針の後針をゴム栓にまっすぐ奥まで刺し、止まるまで回します。
取りつけが終わったら、「針ケース」と「針キャップ」をまっすぐ引っぱってはずします。



主治医に指示された投与量が表示されるまで、ダイヤルを回します。



注入ボタンを押した状態で、6秒以上注射針を刺したままにしてください。

